

Instrucciones para la recolección de muestras de lombrices intestinales

1. Recoja las muestras al despertar, antes de bañarse o ir al baño.
2. Sostenga la **paleta** por la tapa y retírela del tubo.
3. Haga que el paciente se acueste de lado o, mientras está de pie, que se incline a la altura de la cintura.
4. Separe las nalgas y presione la superficie pegajosa de la **paleta** contra varias áreas de la región perianal.
5. Vuelva a poner la **paleta** en el tubo debidamente etiquetado.
6. Lleve la **paleta** al laboratorio de microbiología a temperatura ambiente en las 24 horas siguientes a la recolección. Es posible que se necesiten varios resultados negativos de las pruebas para descartar una infección.



Paletas

Tubo